

FemTouch™

en AcuPulse™

360°
de Salud Vaginal



FemTouch™: La solución 360°

para condiciones relacionadas a la salud vaginal

La colaboración mutua de expertos resultó en el desarrollo de FemTouch – el tratamiento láser vaginal operado por médicos para las necesidades de la mujer.

¿Cómo se benefician los pacientes con Femtouch?

Se ha observado que los tratamientos láser CO₂ promueven la restauración de la fisiología del canal vaginal a un estado parecido a la etapa premenopausica y la reducción de los síntomas que acompañan la atrofia vaginal y la incontinencia.



“Mis pacientes con menopausia están muy agradecidas por ayudarlas a restaurar su vida sexual y aliviar la resequeadad vaginal. Un paciente menciona que se sentía de 19 otra vez!”

Dr. Scott Eder, GYN, NJ, E.U



EFICIENTE

2-4 tratamientos para resultados óptimos.



SIN COMPLICACIONES

Sin tiempo de recuperación o cuidados post procedimiento.



RÁPIDO

Cómodo procedimiento que dura solamente unos minutos.



VERSÁTIL


Combinado con Acupulse para varios procedimientos estéticos e indicaciones ginecológicas.

¿Cómo funciona Femtouch?

FemFemtouch está dirigido a las condiciones relacionadas a la salud vaginal como el remodelamiento de la mucosa vaginal. El láser fraccionado de CO₂ es aplicado en 360° a través del canal vaginal lo que resulta en una suave micro-ablación del revestimiento vaginal.

Los niveles de energía de 7.5 mJ a 12.5mJ utilizados durante FemTouch aseguran un efecto clínico deseable mientras que la capa fibromuscular permanece intacta.

Efecto histológico en la mucosa vaginal* - profundidad de impacto de 200-500 um



La histología muestra la penetración total de varios niveles de energía (ablación y coagulación) de los tratamientos Acupulse en la pared vaginal, utilizando la pieza de mano Femtouch.

* Estudio en porcino Ex-vivo

La familia de equipos AcuPulse es una línea de Láser CO₂ que se pueden actualizar para crecer su práctica médica.

El amplio rango de accesorios e indicaciones clínicas hacen de AcuPulse una línea flexible de equipos. La familia de láser Acupulse extiende las capacidades para tratar diferentes parámetros de aplicaciones clínicas, así como mayor cantidad de pacientes, tanto en el segmento estético como ginecológico.

Ginecología

Cuando se trata de operar la delicada anatomía, con mínimo daño en los tejidos adyacentes, el láser de CO₂ de Lumenis es percibido como el mejor a través de líderes ginecológicos en todo el mundo.

Colposcopia y Vaginal

- › Neoplasia Cervical Intraepitelial
- › Leukoplakia
- › Condiloma
- › Tumores malignos y benignos
- › Rejuvenecimiento vaginal y vulvar

Laparoscopia

- › Endometriosis
- › Adhesiones
- › Miomas
- › Quistes
- › Histerectomías

Estéticas

Acupulse es un sistema completo para el rejuvenecimiento ablativo, presentando una tecnología superior a todas las necesidades de rejuvenecimiento estético.

- › Rejuvenecimiento de piel
- › Cicatrices de acné
- › Discromías
- › Texturas irregulares
- › Queratosis actínica
- › Líneas y arrugas
- › Pigmentaciones irregulares
- › Surcos en la piel

Cerca del **50%** de mujeres post-menopausicas sufren de incontinencia urinaria por esfuerzo¹ y cerca del **80%** sufren de atrofia vaginal²

“Estoy emocionado de agregar el tratamiento Femtouch a mi práctica, es un procedimiento fácil y cómodo, con alta satisfacción de mis pacientes. Esta tecnología permite buenos resultados clínicos y puede expandir su utilización adicionando indicaciones ginecológicas.”

Dr. Massimiliano Marziali, GYN, Roma, Italia



Permite a tus pacientes

Reír, Amar, Vivir



Especificaciones FemTouch

Laser	CO ₂
Longitud de onda	10,600 nm
Modo Potencia	Onda Continua (CW)
Liberación laser	Fraccionado
Modo Pulso	Único, Repetido
Energía	7.5-12.5mJ
Densidad	3-25%
Certificaciones y aprobac	certificado Lumenis ISO 13485:2012, FemTouch en AcuPulse aprobado por la FDA
Compatible con	Todos los modelos AcuPulse y AcuPulse DUO (excepto 40 WG)

¹ Melville JL. Urinary Incontinence in US Women, A Population-Based Study. Arch Intern Med. 2005. ² Simon JA. et al. Vaginal health in the United States: results from the vaginal health: insights, views & attitudes survey. Menopause (10) p1043-1048, 2013.

www.adisat.com



Manufactured by Lumenis Ltd. Yokneam Industrial Park 6 Hakidma Street
P.O.B. 240 Yokneam 2069204, Israel Tel: +972-4-959-9000



www.Femtouch.com

